

BVT Speed tesztek

Macska fertőző betegségek diagnosztikája:

1. Speed Felv teszt (Macska leukózis)



Membrán immunchromatográfiás teszt, amely a p47 retrovírus burok antigén kimutatásán alapszik, egy csepp teljes vérből.
10 perc alatt elbírálható
50 darabos kiszerezésben.
Tárolás 2-30°C alatt 24 hónapig

2. Speed FIV teszt (Macska AIDS)



Membrán immunchromatográfiás teszt, amely a vírus specifikus ellenanyag kimutatásán alapszik, egy csepp teljes vérből.
10 perc alatt elbírálható
Tárolás 2-30°C alatt 24 hónapig
50 darabos kiszerezésben.

3. Speed Duo Felv/FIV (macska leukózis és macska AIDS egyben)



Az előbbi tesztek mindkettőjét tartalmazó kitt.
Tárolás 2-30°C alatt 24 hónapig
6 és 50 darabos kiszereelésben

4. Speed Corona (FIP macska fertőző hashártyagyulladás)



Membrán immunchromatográfiás teszt, amely a vírus specifikus ellenanyag kimutatásán alapszik, egy csepp teljes vérből.
10 perc alatt elbírálható
Tárolás 2-30°C alatt 24 hónapig
6 és 50 darabos kiszereelésben

5. Speed Chlam (macskák, kutyák, madarak, kérődzők, lovak Chlamidiózisa)



Membrán immunchromatográfiás teszt, amely a Chlamidophyla (korábban Chlamidia) LPS antigénjeinek kimutatásán alapszik, kötőhártya, orr-garatnyálkahártyáról vett mintából
20 perc alatt elbírálható
Tárolás 2-30°C alatt 24 hónapig
8 darabos kiszereelés